

MIRUS™

Automatische inhalative Sedierung

Der Assistent an deiner Seite





Zielwert gesteuerte Sedierung
Tempomat durch integrierten MAC-Pilot



Integriertes zuverlässiges Monitoring
Kontinuierliche synchronisierte Überwachung der Gas- und Atemparameter



Optimierte Arbeitsabläufe
Zeitersparnis durch anwenderfreundliche Benutzeroberfläche



Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten
Kompatibel mit Ihrem bevorzugten Beatmungs- und PDMS System



Umweltschonendes System
DOGA und Clean Air für eine effiziente Gas Applikation



MIRUS™ System

Automatische inhalative Sedierung

1

MIRUS Controller

Der MIRUS Controller regelt automatisch dem Patienten angepasst die benötigte Menge des volatilen Anästhetikums (VA), beginnend ab einem Tidalvolumen von 200 ml (Pädiatrie- bis Erwachsenen-anwendung). Dabei wird VA nur während der Inspiration appliziert. Der MIRUS überwacht den etVA- und etCO₂-Wert sowie die Atemparameter. Er zeichnet sich durch vereinfachte Bedienoberflächen, sicheres Befüllen der VA, einen automatischen Sicherheitsstop und ein intelligentes Alarmmanagement aus.

2


MIRUS Reflector

Der MIRUS Reflector ist ein Mikro-Rückatemsystem mit einem hocheffektiven Carbon Reflektor. Er kann patientenübergreifend bis zu 7 Tagen eingesetzt werden.

3

MIRUS Filter

Der MIRUS Filter beseitigt zuverlässig alle Keime der Atemgase und kann bis zu 48 Stunden verwendet werden.





Technologie Institut Medizin GmbH (TIM)
August-Thyssen-Str. 30
56070 Koblenz
Germany
Tel.: +49 261 899 689 00
Fax.: +49 261 899 689 09
www.tim-gmbh.de
info@tim-gmbh.de

CE 0044

Die technischen Daten können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.
MIRUS™ Broschüre ©2019 TIM GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Rev. A-00 von 11/19.

MIRUS und TIM sind Trademarks der Firma
TIM GmbH



Besuchen Sie uns
www.the-mirus.com

MEDCAPTAIN

Generalvertreter

MEDCAPTAIN Europe B.V.
Kerkenbos 1077 T
6546 BB Nijmegen
The Netherlands
Tel.: +31 24 206 3000
Fax.: +31 6 37741019

MEDCAPTAIN ist eine Trademark der Firma
Medcaptain Medical Technology Co., Ltd.

Distributor: